

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2021-036	<b>REFERENCIA</b> PS/JMP/64397
<b>PRODUCTO</b> Sistema de terapia BEMER Classic y Pro (Referencias: 410200, 420200, 410100 y 420100).	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Aumentar la frecuencia de contracción reducida de vasos sanguíneos arteriales precapilares pequeños y muy pequeños (< 100 µm) para conseguir una mejor distribución de la sangre en la red capilar de la microcirculación, como tratamiento complementario de enfermedades y condiciones que han sido causadas por una microcirculación desequilibrada debida a una función vasomotora débil.	
<b>Nº LOTE</b> Todos	
<b>FABRICANTE</b> BEMER International AG, Liechtenstein.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> BEMER International AG, Austrasse 15, 9495, Triesen, Liechtenstein.	
<b>ASUNTO</b> Advertencia de seguridad relacionada con la posible interferencia entre los sistemas de terapia BEMER Classic y BEMER Pro con implantes activos como marcapasos cardíacos, desfibriladores, estimuladores cerebrales o estimuladores musculares, e implantes activos para administrar medicamentos, pudiendo dar lugar a un malfuncionamiento de estos por los campos electromagnéticos generados por el sistema BEMER.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nota de aviso empresa</li> <li>• Nota informativa PS, 02/2021</li> </ul>	

